



ERGONOVA

AirBurn PRO

Массажер для рук



Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажера для рук Ergonova AirBurn PRO! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества.

С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5
НАЧАЛО РАБОТЫ	6
ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем использовать массажер, прочтите все инструкции по технике безопасности и следуйте им.

1. Использовать с осторожностью:

- При наличии инфекционных заболеваний кожи.
- При остеопорозе.
- При заболеваниях сердца или наличии имплантируемых устройств, таких как кардиостимулятор.
- При повышении температуры тела.
- Беременным и в период менструаций.
- Детям в возрасте до 8 лет или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они не находятся под присмотром.
- При симптомах недомогания, наличии воспалений, застоя крови, или лицам, перенесшим хирургические вмешательства в области рук.

2. Обратите внимание

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

- Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Люди, нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании массажера.
- Это устройство не предназначено для лечения и профилактики заболеваний. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу использования этого прибора, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

3. Перед использованием

- Внимательно прочтите руководство пользователя.
- Не используйте данное устройство во влажных помещениях, например, в наполненной ванне или под душем.
- Не включайте устройство сразу после резкого перепада температуры окружающей среды.
- Не используйте массажер в местах, где имеется большое количество пыли или агрессивных газов.
- Не используйте устройство во время вождения или ходьбы.
- Никогда не включайте устройство с признаками повреждений.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или плохо себя чувствуете.
- Если устройство неисправно, пожалуйста, не прикасайтесь к внутренним элементам во избежание поражения электрическим током.
- Не меняйте кабели и/или разъемы, входящие в комплект поставки устройства.

4. Во время использования

- Не проливайте и не допускайте попадания жидкости в устройство.
- Не используйте устройство, если у вас влажные или мокрые руки.
- Не используйте устройство более 30 минут подряд.
- Ни в коем случае не накрывайте устройство во время его использования - перегрев массажера может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Если вы заметили признаки ненормальной работы, пожалуйста, немедленно прекратите использование.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Свяжитесь с нами для последующего ремонта.

5. После использования

- Если устройство не используется, всегда отключайте его из розетки. Никогда не оставляйте устройство без присмотра включенным.
- Отключая кабель питания, держите его за вилку. Не тяните за кабель питания.
- Устройство нельзя опускать в воду и промывать водой.
- Этот массажер рекомендован для использования в домашних условиях. Он не предназначен для диагностики/лечения каких-либо заболеваний и для коммерческого использования.
- Устройство содержит аккумуляторы, которые не подлежат замене.

Предупреждение: Для зарядки используйте только кабель, входящий в комплект поставки. Наша компания не несет ответственности за пожары или поражение электрическим током, вызванные неправильной эксплуатацией, демонтажем устройства или несоблюдением вышеуказанных инструкций по технике безопасности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Массажер



Кабель



Руководство пользователя

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Выбор режима
- 2 Интенсивность массажа
- 3 Обдув
- 4 Подогрев
- 5 Таймер (10 мин, 15 мин, 20 мин)
- 6 Разминание
- 7 Вкл/Выкл



- 8 Кнопка аварийного
воздушного клапана

НАЧАЛО РАБОТЫ

Полностью зарядите массажер для рук перед использованием.

[Зарядка]: Индикатор аккумулятора мигает.

[Полностью заряжен]: Индикатор аккумулятора горит.

Советы:

1. Для полной зарядки требуется 2,5 часа.
2. Полностью заряженного устройства хватает на 90 мин работы при включенной функции подогрева.
3. Вы можете пользоваться массажером в процессе подзарядки.

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выбор режима

Устройство имеет 6 режимов. Последовательно нажимайте на кнопку для выбора необходимого режима массажа.

1 - означает 1 режим массажа, 2 - 2 режим и т.д.

2. Интенсивность

Устройство имеет 6 уровней интенсивности: 1,2,3,4,5,6. Последовательно нажимайте на кнопку, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность массажа.

3. Обдув

В устройстве встроен вентилятор для обдува. Нажмите на кнопку, чтобы включить функцию внутреннего обдува.

4. Подогрев

Последовательно нажимайте на кнопку, чтобы выбрать уровень подогрева: Низкий, высокий, выкл.

5. Таймер

На устройстве можно установить 3 таймера: 10 минут, 15 минут и 20 минут. Последовательно нажимайте на кнопку, чтобы изменить время использования.

Устройство автоматически выключится по истечении заданного времени.

6. Разминающий массаж

Краткое нажатие активирует функцию разминающего массажа. Зеленый индикатор указывает на разминающую технику по часовой стрелке. Синий индикатор - против часовой стрелки.

7. Вкл/выкл

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Краткое нажатие приостановит работу, повторное нажатие восстановит массаж.

8. Кнопка аварийного воздушного клапана

Если воздушная подушка не сдувается самостоятельно, откройте воздушный клапан для аварийного сдувания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед чисткой всегда выключайте устройство, отключайте его от зарядки и дайте ему остыть.
2. Для очистки устройства, пожалуйста, протрите его мягкой влажной тканью с использованием нейтральных неабразивных чистящих средств. Не погружайте массажер в воду!
3. Пожалуйста, храните устройство в прохладном и сухом месте.

АККУМУЛЯТОР

1. Перед утилизацией устройства необходимо извлечь аккумулятор.
2. Используйте кабель питания, входящий в комплект поставки.
3. Устройство содержит аккумуляторы, которые не подлежат замене.

УТИЛИЗАЦИЯ



По истечении срока службы массажера и аксессуаров (включая литиевый аккумулятор), пожалуйста, утилизируйте их надлежащим образом. Переработка электронных отходов – основное условие защиты окружающей среды. Перед утилизацией аккумулятор необходимо вынуть из прибора. При извлечении аккумуляторной батареи необходимо отключить прибор от электросети; после извлечения аккумулятор следует безопасно утилизировать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Название: Массажер для рук
2. Модель: AirBurn PRO
2. Блок питания: DC 5V 2A
3. Номинальная мощность: 10 W
4. Емкость аккумулятора: 3000 мАч (литиевая батарея 3.7 В)
5. Размеры: 273 мм x 170 мм x 129 мм
6. Таймер: 10/15/20 мин

Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

